




Fluorescência de Raios-X (FRX)



ARL QUANT'X EDXRF da Thermo Scientific

É uma ferramenta analítica versátil e econômica, projetada para quantificar elementos principais, secundários e traços em uma ampla variedade de amostras, incluindo sólidos em massa, grânulos, pós soltos ou compactados, pastilhas fundidas, filmes finos, pastas e líquidos. Com capacidade para analisar elementos desde o flúor (F) até o amerício (Am), o instrumento oferece desempenho superior tanto para elementos leves quanto pesados, garantindo rapidez e flexibilidade em um formato compacto de bancada. Além disso, o ARL QUANT'X minimiza a necessidade de preparação de amostras, tornando-o ideal para laboratórios centrais e contratados que buscam eficiência e precisão em suas análises elementares.

Fluorescência de Raios-X

 Método analítico	 Válido para lotes	 Prazo de entrega
 <u>Standardless ou varredura no ar (Semi-quantitativo).</u>	1 a 10 amostras	10 dias úteis
 <u>Standardless ou varredura no ar (Semi-quantitativo).</u>	10 a 50 amostras	15 dias úteis
 <u>Standardless ou varredura no ar (Semi-quantitativo).</u>	50 a 100 amostras	15 dias úteis
 <u>Standardless ou varredura no ar (Semi-quantitativo).</u>	>100 amostras	20 dias úteis
 <u>Standardless ou varredura a vácuo (Semi-quantitativo).</u>	1 a 10 amostras	10 dias úteis
 <u>Standardless ou varredura a vácuo (Semi-quantitativo).</u>	10 a 50 amostras	15 dias úteis
 <u>Standardless ou varredura a vácuo (Semi-quantitativo).</u>	50 a 100 amostras	15 dias úteis
 <u>Standardless ou varredura a vácuo (Semi-quantitativo).</u>	>100 amostras	20 dias úteis



Importante

- Quantidade mínima de amostra **100g**.
- O método é definido de acordo com os elementos de interesse ou com a finalidade da análise.
- O prazo de entrega mencionado anteriormente pode sofrer alterações dependendo da quantidade e complexidade das amostras, em conformidade com o cliente.



- Os valores apresentados se referem ao **preço por amostra**.
- O preço da preparação física da amostra **não está incluso** no valor da análise.



Pérola fundida com boratos de lítio



Máquina de fusão da Nieka E3

A Nieka E3 é uma máquina de fusão elétrica de alta performance, projetada com capacidade para processar até 3 amostras simultaneas. Além disso, o controle de temperatura e a movimentação constante garantem a homogeneidade total da amostra, eliminando erros de pesagem e efeitos de matriz.

 Método	 Válido para lotes	 Prazo adicional
 <u>Pérola fundida com boratos de lítio</u>	1 a 10 amostras	10 dias úteis
 <u>Pérola fundida com boratos de lítio</u>	10 a 50 amostras	15 dias úteis
 <u>Pérola fundida com boratos de lítio</u>	50 a 100 amostras	15 dias úteis
 <u>Pérola fundida com boratos de lítio</u>	>100 amostras	20 dias úteis



Precisa de um orçamento personalizado ou quer saber mais sobre nossos métodos?

Nossa equipe está à disposição para atendê-lo. Será um prazer receber seu contato e construir essa parceria.



Contato e parcerias

- E-mail: ctmineral@ifrn.edu.br
- Telefone: +55 84 4005-4117
- Website: <https://portal.ifrn.edu.br/institucional/polo-de-inovacao-currais-novos/servicos/>



POLO DE INOVAÇÃO
Centro de Tecnologia Mineral
Prof. José Yvan Pereira Leite



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Rio Grande do Norte